

330



Hidratación inmediata y prolongada



# Aquatop

CREMA RESTAURADORA INTENSIVA



RESTORAFILM COMPLEX

Hipoalergénico  
No comedogénico

## Crema

Para el cuidado  
de pieles sensibles,  
muy secas y  
delicadas.Libre de fragancia,  
preservantes  
y colorantes.  
Hidrata la piel  
y calma las  
irritaciones.

### LAS PIELES SENSIBLES

Las pieles sensibles reaccionan de manera exagerada a factores externos (frío, sol, viento, calor etc.) y a productos que son aplicados sobre la piel. Las personas con pieles sensibles pueden presentar picazón, ardor, resequedad, enrojecimiento, sensación de tirantez en la piel y descamación entre otros. **Aquatop Crema** cuenta con estudios clínicos que avalan su uso en personas con este tipo de piel.

### LAS PIELES ATÓPICAS

Las pieles atópicas se caracterizan por una alteración de la función barrera de la piel. En condiciones normales, la barrera cutánea nos protege frente a agresores externos, mantiene la elasticidad y favorece que el agua permanezca en la piel sin evaporarse. Las pieles atópicas se encuentran asociadas con marcada resequedad, irritación, y sensación de picor o ardor a nivel cutáneo.

Estas pieles se caracterizan por presentar alteraciones a nivel de la epidermis que incluyen cambios en la composición de los lípidos y en la síntesis de proteínas estructurales; entre ellas la filagrina, la cual desempeña un importante papel en la hidratación de la piel.

**Aquatop Crema** es formulado con *Tecnología de Cristal Líquido* permitiendo una efectiva liberación de ingredientes y un aumento de retención de agua en las capas superiores de la piel que garantizan un efecto hidratante prolongado.

### ¿Que es Aquatop Crema?

La fórmula de **Aquatop Crema** contiene *Restorafilm Complex*, una novedosa mezcla de ingredientes que fortalecen y restauran la barrera lipídica de la piel y permiten ofrecer hidratación inmediata y de larga duración (hasta por 48 horas). **Aquatop Crema** mejora la apariencia de la piel dándole mayor suavidad y tersura.

**Aquatop Crema** ofrece una recuperación progresiva del manto hidrolipídico debido a que su fórmula contiene emolientes de última generación y componentes del factor natural de hidratación que facilitan la retención de humedad en la piel y reducen la pérdida de agua. Sus liposomas hidratantes penetran en las capas de la piel optimizando el nivel de hidratación.

**Aquatop Crema** contiene agentes que alivian la resequedad y los signos asociados a la pérdida de hidratación cutánea, por lo cual es ideal para el cuidado de pieles sensibles, muy secas y delicadas.

**Aquatop Crema** es un producto **DERMATOLÓGICAMENTE PRUBADO**.

### Cómo usar Aquatop Crema?

Aplicar generosamente y de manera uniforme 1 a 2 veces al día en las zonas muy secas de cara, cuello, manos o en el cuerpo.

### PRECAUCIONES

Para uso externo únicamente. Almacenar a temperatura inferior a 30° C. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Suspender si observa alguna reacción adversa y consultar a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

Fabricado en Colombia por Altea Farmacéutica S.A. Cra. 65 No. 10 – 65. Bogotá D.C. para Scandinavia Pharma Ltda. Bogotá D.C. – Colombia. PBX: 6461700.

Notificación Sanitaria Obligatoria: NSOC74348-16C0.

I-AQU-1



200

330

147

21 / Noviembre / 2016

• 007-081-035 / AQUATOP CREMA // Inserto

 <b>SCANDINAVIA PHARMA</b> <small>Diseñador: Jerson Sthivens Gómez Mora</small> <b>ART N°1500</b>	Código de Arte	Dimensiones	Tintas	Material	Otras Especificaciones
	I-AQU-1	Alto: 200 mm		P Coolgray 9 C	Propalmate 90 g
	Código Laetus	Ancho: 147 mm		Cian	Cotas
				P Process Blue C	N.A.
*Observaciones: Se genera nuevo arte con la aprobación de desarrollo y gerencia.					
* Datos Adicionales	Nuevo Formato <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Cambio de Arte <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		

330



Hidratación inmediata y prolongada



# Aquatop

CREMA RESTAURADORA INTENSIVA



RESTORAFILM COMPLEX

Hipoalergénico  
No comedogénico

Crema

Para el cuidado  
de pieles sensibles,  
muy secas y  
delicadas.Libre de fragancia,  
preservantes  
y colorantes.  
Hidrata la piel  
y calma las  
irritaciones.

#### LAS PIELES SENSIBLES

Las pieles sensibles reaccionan de manera exagerada a factores externos (frío, sol, viento, calor etc.) y a productos que son aplicados sobre la piel. Las personas con pieles sensibles pueden presentar picazón, dolor, resequecedad, enrojecimiento, sensación de tirantez en la piel y descamación entre otros. **Aquatop Crema** cuenta con estudios clínicos que avalan su uso en personas con este tipo de piel.

#### LAS PIELES ATÓPICAS

Las pieles atópicas se caracterizan por una alteración de la función barrera de la piel. En condiciones normales, la barrera cutánea nos protege frente a agresores externos, mantiene la elasticidad y favorece que el agua permanezca en la piel sin evaporarse. Las pieles atópicas se encuentran asociadas con marcada resequecedad, irritación, y sensación de picor o ardor a nivel cutáneo.

Estas pieles se caracterizan por presentar alteraciones a nivel de la epidermis que incluyen cambios en la composición de los lípidos y en la síntesis de proteínas estructurales; entre ellas la filagrina, la cual desempeña un importante papel en la hidratación de la piel.

**Aquatop Crema** es formulado con **Tecnología de Cristal Líquido** permitiendo una efectiva liberación de ingredientes y un aumento de retención de agua en las capas superiores de la piel que garantizan un efecto hidratante prolongado.

#### ¿Que es Aquatop Crema?

La fórmula de **Aquatop Crema** contiene **Restorafilm Complex**, una novedosa mezcla de ingredientes que fortalecen y restauran la barrera lipídica de la piel y permiten ofrecer hidratación inmediata y de larga duración (hasta por 48 horas). **Aquatop Crema** mejora la apariencia de la piel dándole mayor suavidad y tersura.

**Aquatop Crema** ofrece una recuperación progresiva del manto hidrolipídico debido a que su fórmula contiene emolientes de última generación y componentes del factor natural de hidratación que facilitan la retención de humedad en la piel y reducen la pérdida de agua. Sus liposomas hidratantes penetran en las capas de la piel optimizando el nivel de hidratación.

**Aquatop Crema** contiene agentes que alivian la resequecedad y los signos asociados a la pérdida de hidratación cutánea, por lo cual es ideal para el cuidado de pieles sensibles, muy secas y delicadas.

**Aquatop Crema** es un producto **DERMATOLOGICAMENTE PRUBADO**.

#### Cómo usar Aquatop Crema?

Aplicar generosamente y de manera uniforme 1 a 2 veces al día en las zonas muy secas de cara, cuello, manos o en el cuerpo.

#### PRECAUCIONES

Para uso externo únicamente. Almacenar a temperatura inferior a 30° C. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Suspender si observa alguna reacción adversa y consultar a su médico.

#### CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

Fabricado en Colombia por Altea Farmacéutica S.A. Cra. 65 No. 10 – 65. Bogotá D.C. para Scandinavia Pharma Ltda. Bogotá D.C. – Colombia. PBX: 6461700.

Notificación Sanitaria Obligatoria: NS0074348-16C0.

I-AQU-1



330

147

200

21 / Noviembre / 2016

• 007-081-035 / AQUATOP CREMA // Inserto

	Código de Arte	Dimensiones	Tintas	Material	Otras Especificaciones
 <b>SCANDINAVIA PHARMA</b> Diseñador: Jerson Sthivens Gómez Mora  <b>ART N°1500</b>	I-AQU-1	Alto: 200 mm	Guía de DobleZ	Propalmate 90 g	Área de Impresión
	Código Laetus	Ancho: 147 mm		Acabados	Cotas
	330			N.A.	
*Observaciones: Se genera nuevo arte con la aprobación de desarrollo y gerencia.					
* Datos Adicionales	Nuevo Formato <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Cambio de Arte <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		